

大経AI脈診機 利用案内

こんにちは！これから
『大経AI脈診機』の使い
方をご紹介します！

まず、スマホアプリを入
手してください。

わかりました。

インストールを完了したら、
下記のアイコンが出ていますね。



App store

Google Play



次は、アカウントを登録
してください。

登録に必要なのはこの5つだけな
んです！身長や体重の入力も要
らなく、シンプルでいいですね。

- ・メールアドレス
- ・ユーザー名
- ・性別
- ・年齢
- ・パスワード

登録 日本語

@ メール ID

名前

性別 男

年齢


パスワード

パスワードの確認

登録

すでに登録済み？ ログイン


入力完了後、メールアドレス宛に登録確認のメールが届きますので、メール内のリンクをクリックしてください。



クリックしたら登録を完了しました。



良かったです。
では、測定を始めましょう。
「測定」のタブをクリックし、
PC画面に表示されたQRコード
をスキャンしてください。



QRコードは灰色でスキャン
できないですね。
PC画面上の青い文字
「QRコードを更新してくだ
さい。」をクリックしてい
いますか。

そうですね、失念してしまいました。
QRコードを更新してからスキャン
をしてください。

QRコードをスキャンしたら、
PCの画面が切り替わりました。




これで準備完了。
左手から測定を始める場合、
PC画面上の「測脈部位」を
「左手」を選択してください。

わかりました。
では、左手はAI脈診
機のどの位置におけ
ばいいですか？





まずは橈骨動脈の拍動を触れて確認してください。



1. 橈骨動脈を正確に見つける

脈診の「寸、関、尺」の三つの位置は、すべて橈動脈上に位置しています。「寸、関、尺」を正しく特定には、まず橈骨動脈の位置を見つける必要があります。一般的には、血管の拍動を触れることで橈骨動脈の位置を確認できます。





2. 橈骨茎突から関脈を見つける

手腕の親指側に触れると、突出した骨があるのが橈骨茎突です。腕の横しわの方向に沿って、橈骨茎突から内側に進む位置が橈動脈上の「関脈」に相当します。


3. 「寸、関、尺」の正確な位置

「関脈」を特定した後、橈骨動脈に沿って「関脈」から手掌方向に一横指移動すると「寸脈」、手肘方向に一横指移動すると「尺脈」となります。



4. 脈測機での測脈姿勢を調整

脈測機を使用して脈を測定する際は、手首を脈測機の腕置き部に平置きし、脈測機の三つのセンサープローブがそれぞれ「寸、関、尺」の位置に正確に対応し、手首の平面に対して垂直になるようにしてください。



測定するとき、以下のことを必ず注意してください。

1. 深呼吸を3回して、リラックスしてから測定を始めてください。
2. 測定中は手を動かさず、話をしないようにしてください。
3. 脈枕は横置きでも縦置きでも使用可能です。
4. 脈が検出されないと機器が圧力をかけて探しますので、
強すぎると感じたときには必ず「測定中止」ボタンを
押してください。



